

CE-440 有機微量元素分析装置

CHN/O/S Elemental analyzer

CHN分析用 消耗品価格表

25/04

品 番	品 名	価 格
EA440-0001	充填済燃焼管(手動挿入CHN用) ※白金網と銀網を除く、使用済の管は返却願います	30,000
EA440-0002	充填済燃焼管(自動挿入CHN用) ※白金網と銀網を除く、使用済の管は返却願います	28,000
EA440-0003	充填済還元管(CHN用) ※銀網を除く	55,000
EA440-0004	充填済水分吸収管 ※使用済の管は返却願います	10,000
EA440-0005	充填済二酸化炭素吸収管 ※使用済の管は返却願います	12,000
EA440-0006	充填済スクラバー管 ※使用済の管は返却願います	20,000
EA440-0007	金属ラドル(インコネル製、自動挿入用)	80,000
0240-0090	白金ボート	68,000
0240-0092B	銀網	8,000
0240-0113	酸化銀／タングステン酸銀 25g	25,000
0240-0137A	フィルターディスク 10枚	10,000
0240-1117C	バナジン酸銀 25g	22,000
0240-1118	石英綿 28g	18,000
0240-1121	標準試料 アセトアニリド 2g	15,000
0240-1147B	白金網	80,000
0240-1217	トラップ管	8,000
0240-1217B	スクラバー管	14,000
0240-1225	燃焼管 手動挿入用	15,000
0240-1321A	ラドル 手動挿入用	30,000
0240-1344C	タングステン酸銀／酸化マグネシウム 25g	28,000
0240-1362	還元銅 線状 454g	34,000
0240-1573	還元管	18,000
0240-1583	Oリング 11mm 10個	5,000
318-00002-5	スズカプセル 8x5mm 500個	28,000
6703-0413	スズカプセル 6x4mm 500個	26,000
6703-0418	スズカプセル スムーズ 6x2.9mm 1,000個	80,000
6703-0499M	ニッケルスリーブ 1,000個	68,000
6703-0503	ラドル 自動挿入用	28,000
6703-0514	燃焼管 自動挿入用	14,000
N241-1255	スズカプセル 6x4mm 96個 トレイ付	11,000
N241-1362	スズカプセル 8x5mm 96個 トレイ付	12,000

(消費税別)